



Varenummer 1000029666

**Instrumentæske, 18,5x9,5x3cm,
aluminium, med låg**

Produktbeskrivelse

Aluminium instrumentæske med overfaldslåg. Instrumentæske til sterilisering af kirurgiske instrumenter og til at opretholde steriliteten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumentæske
Features	Med låg
Materiale	Aluminium
Længde/dybde	18.5 cm
Bredde	9.5 cm
Højde	3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	20.6 cm	12.1 cm	5.4 cm	8023279266634



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.