

Varenummer 1000029747

**Plastbakke, 17,1x12,7x3,5cm, 510 ml,
hvid, CPET, 1-rums**


Produktbeskrivelse

CPET Small Portion-serien kan forsegles og er fremstillet af 100 % genvundet PET (RPET) fra forbrugsaffald, hvilket gør det til det perfekte valg for miljøet. Bakkerne fås i mange forskellige størrelser i farverne sort eller hvid. De kan modstå temperaturer op til 220 grader, hvilket gør dem til det ideelle valg, hvis du prioriterer en kombination af bæredygtighed og anvendelse under høje temperaturforhold. Og hvis du ønsker at forlænge holdbarheden, er bakkerne oven i købet velegnede til pakning i beskyttende atmosfære.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Materiale	CPET
Længde/dybde	17.1 cm
Bredde	12.7 cm
Højde	3.5 cm
Rumindhold, netto	510 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	900 stk	60.4 cm	39.9 cm	32.4 cm	7321031154825
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.