

Varenummer 1000029896

## Sutureringsæt, Zillion Black, steril, engangs



### Produktbeskrivelse

Sterilt Sutureringsæt. Sættet indeholder 5 swabs 7,5 x 7,5cm, 1 nåleholder 15 cm, 1 saks 15,5 cm, 1 iris forceps 10,5cm, 1 dækningsklæde 50x60 cm.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutureringsæt
Varemærke	Zillion Black
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	36 stk				
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE