

Varenummer 1000029990

Diversey
A SOLINER COMPANY

Sugegummi, Diversey TASKI, Swingo 4000, 1215x5,4x45mm, rød, bagerst

Produktbeskrivelse

Sugegummi til TASKI Swingo maskiner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugegummi
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 4000
Farve	Rød
Features	Bagerst
Længde/dybde	1215 mm
Bredde	5.4 mm
Højde	45 mm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				