

Varenummer 1000030098

**Probeovertræk, til øretermometer
Omron****Produktbeskrivelse**

Omron overtræk til øretermometer er et beskyttelsesovertræk til Omron GentleTemp øretermometer 520 og 521. Overtrækket bør udskiftes efter hver måling for at forhindre krydskontaminering og sikre nøjagtige målinger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probeovertræk
Features	Til øretermometer Omron
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	40 stk	7.5 cm	3 cm	6 cm	4015672107885
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.