




Varenummer 1000030206

Platformsvægt, Seca, 675, klasse III



Produktbeskrivelse

Den store platformsvægt seca 675 er designet til præcis og praktisk vejning med en høj kapacitet på op til 300 kg. Den er ideel til brug med patienter, der har specielle behov, som f.eks. overvægtige, personer i rullestol eller patienter med svagt kredsløb, der vejes i en stol eller lænestol – også under dialyse. Vægten er udstyret med et fleksibelt, særskilt fjerndisplay med en kabellængde på 2,3 m, så aflæsning og betjening kan ske på den mest bekvemme måde, f.eks. på et skrivebord. Der medfølger en praktisk vægholder til displayet, som giver ekstra fleksibilitet. For nem transport og mobil brug er seca 675 udstyret med transporthjul og et håndtag. Opkørselsrampe gør det lettere for personer i rullestol at køre op på platformen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Platformsvægt
Varemærke	Seca
Model	675
Features	Klasse III
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	107 cm	102 cm	37 cm	4012030015134
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

