



Varenummer 1000030225

## Nonwoven kompres, Dry Pad, Finess, 19x8cm, hvid, usteril



### Produktbeskrivelse

Dette nonwoven kompres er en ideel og hygiejnisk løsning til at absorbere fugt fra kroppen. Den unikke form gør det let at placere kompreset på steder, hvor det ellers kan være svært, såsom folder i huden, i armhuler, under brystet eller ved kontraktur i hånden eller mellem tæerne.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Nonwoven kompres, Dry Pad
Varemærke	Finess
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Airlaid, nonwoven, SAF
Længde/dybde	19 cm
Bredde	8 cm
Vægt, netto	1.4 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 pk	40 cm	30 cm	23.5 cm	7331246006536
pk	30 stk				7331246006529



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

