



Varenummer 1000030352

Genoplivningsballon, Laerdal, transparent, TPE, 2,1m slange, reservoirpose, voksen, str. 5, med transparent maske, engangs



Produktbeskrivelse

Genoplivningsballon fra Laerdal. Med genoplivningsballonen medfølger: maske, slange, reservoirpose. En genoplivningsballon bruges i situationer, hvor en person ikke trækker vejret selv eller har utilstrækkelig vejtrækning, og der er behov for at sikre ilttilførsel manuelt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Genoplivningsballon
Varemærke	Laerdal
Sekundær farve	Transparent
Features	2,1m slange, reservoirpose, voksen, str. 5, med transparent maske
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	36 måneder

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk				
kll	12 stk	46.2 cm	44.4 cm	56.5 cm	7045432119510
stk	1 stk				7045432119503



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.