

Varenummer 1000030353

Genoplivningsballon, Laerdal, transparent, TPE, 2,1m slange, reservoirpose, spædbarn, str. 1, med transparent maske, engangs



Produktbeskrivelse

Genoplivningsballon fra Laerdal. Med genoplivningsballonen medfølger: maske, slange, reservoirpose. En genoplivningsballon bruges i situationer, hvor en person ikke trækker vejret selv eller har utilstrækkelig vejtrækning, og der er behov for at sikre ilttilførsel manuelt.

Specifikationer

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Genoplivningsballon |
| Varemærke | Laerdal |
| Sekundær farve | Transparent |
| Features | 2,1m slange, reservoirpose, spædbarn, str. 1, med transparent maske |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | TPE |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse IIa |
| Holdbarhed | 1080 dage |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kll | 12 stk | 40 cm | 39.5 cm | 37 cm | 7045432119343 |
| pk | 1 stk | 33.5 cm | 12 cm | 10 cm | |
| stk | 1 stk | | | | |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.