



Varenummer 1000030703

## Tubular bandage, Redigrip, 10m x 10cm, hvid, F, kompressionsbandage, til lår, engangs

- ✓ Rundstrikket, latexfri, hudvenlig og luftgennemtrængelig
- ✓ Giver jævnt tryk og støtte, sidder glat uden folder
- ✓ 10 m på rulle, kan klippes til og steriliseres



### Produktbeskrivelse

Redigrip tubular bandage, er en rundstrikket kompressionsbandage der er latexfri, hudvenlig og luftgennemtrængelig. Bandagen giver et jævnt tryk og støtte. Den er nem at anlægge, sidder glat og uden folder. Leveres i dispenseræske og har en udstrakt længde på 10m. Den kan klippes til i passende længde. Det er muligt at sterilisere tubebandagen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	Redigrip
Farve	Hvid
Features	F, kompressionsbandage, til lår
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	85% bomuld, 7,5% Lycra og 7,5% polyester
Længde/dybde	10 m
Bredde	10 cm
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17.5 cm	10.5 cm	19 cm	8033954292292



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

