



Varenummer 1000030705

Tubular bandage, Redigrip, 10m x 17,5cm, hvid, J, kompressionsbandage, til små kroppe, engangs

- ✓ Rundstrikket, latexfri, hudvenlig og luftgennemtrængelig
- ✓ Giver jævnt tryk og støtte, sidder glat uden folder
- ✓ 10 m på rulle, kan klippes til og steriliseres



Produktbeskrivelse

Redigrip tubular bandage, er en rundstrikket kompressionsbandage der er latexfri, hudvenlig og luftgennemtrængelig. Bandagen giver et jævnt tryk og støtte. Den er nem at anlægge, sidder glat og uden folder. Leveres i dispenseræske og har en udstrakt længde på 10m. Den kan klippes til i passende længde. Det er muligt at sterilisere tubebandagen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	Redigrip
Farve	Hvid
Features	J, kompressionsbandage, til små kroppe
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	85% bomuld, 7,5% Lycra og 7,5% polyester
Længde/dybde	10 m
Bredde	17,5 cm
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	19 cm	19 cm	8033954292322



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

