



Varenummer 1000030768

Sutur, Chiralen Monofilament, 75cm, blå, USP 3/0, DS 25 mm, non-resorberbar, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Chiralen monofilament er en ikke-resorberbar sutur lavet af polypropylen. Suturen er hydrofob og er ikke udsat for nedbrydning af vævsenzymmer. Chiralen monofilament har en glat, ikke-porøs overflade, der garanterer en ren og jævn passage gennem vævet, optimal elasticitet og høj synlighed. Anvendes blandt andet som hudsutur

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Chiralen Monofilament
Farve	Blå
Features	USP 3/0, DS 25 mm, non-resorberbar, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	75 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.2 cm	11.6 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE