


Varenummer 1000030799

Kanyleholder, Chiravac, transparent



Produktbeskrivelse

Denne Chiravac kanyleholder er designet til at optimere sikkerheden og effektiviteten ved blodprøvetagning. Med sin brugervenlige konstruktion sikrer den, at nåle bliver håndteret korrekt og hygiejnisk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleholder
Varemærke	Chiravac
Sekundær farve	Transparent
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	40.7 cm	40.7 cm	28 cm	48586015046283
pk	100 stk	29.7 cm	24.6 cm	6.8 cm	8586015046285
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.