



Varenummer 1000030823

Gallipotte, 7,5cm, Ø15,8cm, 940 ml, uden hank



Produktbeskrivelse

Skålen er i rustfrit stål og anvendes i klinikker til forskellige procedurer. Skålen er autoklaverbar ved 121°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gallipotte
Features	Uden hank
Materiale	Rustfrit stål
Højde	7.5 cm
Diameter	15.8 cm
Rumindhold, brutto	940 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	18.7 cm	17.6 cm	16.4 cm	
stk	1 stk				8023279265965



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.