



Varenummer 1000030877

Pincet, 13cm, kirurgisk med hager



Produktbeskrivelse

Anvendes til at håndtere væv hvor der ønskes et fast greb. Er velegnet til hud, fascie og muskulatur. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Features	Kirurgisk med hager
Længde/dybde	13 cm
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk				
pk	12 stk	19 cm	10 cm	0.6 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.