



Varenummer 1000030901

Diversey

## Tæpperenser, Diversey TASKI procarpet, 30, 30 l, 38 cm

### Produktbeskrivelse

Denne Medium 2i1 dual tæpperensningsmaskine kombinerer både udtrækning og indkapsling, hvilket gør den til det perfekte valg til kraftig og effektiv rengøring af tæpper. Med en stor kapacitet på 30 liter kan den håndtere mellemstore til store områder. Den brede børste på 38 cm sikrer en grundig dybderensning, der fjerner selv de mest genstridige pletter, mens den kraftfulde 1000W motor leverer den nødvendige styrke til at klare selv de hårdeste opgaver.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tæpperenser
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI procarpet
Model	30
Vaske/fejebredde	38 cm
Volumen af rum	30 l

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	109 cm	47 cm	49 cm	
stk	1 stk				