



Varenummer 1000030993

vileda
PROFESSIONAL

Plastbakke, Vileda Equipe, 50x35x17cm, 15 l, grå, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

VERMOP

Produktbeskrivelse

Plastbakke til Equipe rengøringsvogn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Grå
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	50 cm
Bredde	35 cm
Højde	17 cm
Rumindhold, brutto	15 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				