



Varenummer 1000030995

vileda
PROFESSIONAL

Inventarspand, Vileda Equipe, 17x25x23cm, 6 l, blå, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

Produktbeskrivelse

Plast spand 6L til Equipe rengøringsvogn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Blå
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	17 cm
Bredde	25 cm
Højde	23 cm
Rumindhold, brutto	6 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17 cm	25 cm	23 cm	