



Varenummer 1000030997

vileda
PROFESSIONAL

Inventarspand, Vileda Equipe, 17x25x23cm, 6 l, grøn, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

Produktbeskrivelse

Plast spand 6L til Equipe rengøringsvogn.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Produktbetegnelse | Inventarspand |
| Varemærke | Vileda |
| Vareserie | Equipe |
| Farve | Grøn |
| Features | 70% genanvendt plast |
| Længde/dybde | 17 cm |
| Bredde | 25 cm |
| Højde | 23 cm |
| Rumindhold, brutto | 6 l |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EC) 1907/2006 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk | 1 stk | 17 cm | 25 cm | 23 cm | |