



Varenummer 1000030998

vileda
PROFESSIONAL

Inventarspand, Vileda Equipe, 17x25x23cm, 6 l, gul, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

Produktbeskrivelse

Plast spand 6L til Equipe rengøringsvogn

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Gul
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	17 cm
Bredde	25 cm
Højde	23 cm
Rumindhold, brutto	6 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				