



Varenummer 1000031000



## Inventarspand, Vileda Equipe, 30x23x23cm, 8 l, rød, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

### Produktbeskrivelse

Plast spand 8L til Equipe rengøringsvogn.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Rød
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	30 cm
Bredde	23 cm
Højde	23 cm
Rumindhold, brutto	8 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				