



Varenummer 1000031001

vileda  
PROFESSIONAL

## Inventarspand, Vileda Equipe, 30x23x23cm, 8 l, grøn, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

### Produktbeskrivelse

Plast spand 8L til Equipe rengøringsvogn.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Grøn
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	30 cm
Bredde	23 cm
Højde	23 cm
Rumindhold, brutto	8 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	34.2 cm	16.6 cm	22.8 cm	