



Varenummer 1000031002



Inventarspand, Vileda Equipe, 30x23x23cm, 8 l, gul, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

Produktbeskrivelse

Plast spand 8L til Equipe rengøringsvogn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Gul
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	30 cm
Bredde	23 cm
Højde	23 cm
Rumindhold, brutto	8 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	34.2 cm	16.6 cm	22.7 cm	