



Varenummer 1000031005

vileda
PROFESSIONAL

Inventarspand, Vileda Equipe, 25x34x30cm, 17 l, rød, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

Produktbeskrivelse

Plast spand 17L til Equipe rengøringsvogn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Rød
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	25 cm
Bredde	34 cm
Højde	30 cm
Rumindhold, brutto	17 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				