


Varenummer 1000031010

vileda  
PROFESSIONAL

## Moppeboks, Vileda Equipe, 50x22x21cm, 10 l, grøn, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast



### Produktbeskrivelse

Plast spand 10L aflang til Equipe rengøringsvogn.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Grøn
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	50 cm
Bredde	22 cm
Højde	21 cm
Rumindhold, brutto	10 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	50.5 cm	22 cm	21.4 cm	