



Varenummer 1000031148



Fiberskål, ABENA Gastro, 57mm, Ø250mm, 1900 ml, 1900 ml, nature, sukkerrør

✓ Produceret af sukkerrør



Produktbeskrivelse

Fibertallerken og skåle fremstillet af sukkerrør. De kan anvendes til alle fødevarer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fiberskål
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Nature
Materiale	Sukkerrør
Højde	57 mm
Diameter	250 mm
Vægt, netto	42 g
Vægt, brutto	42 g
Rumindhold, netto	1900 ml
Rumindhold, brutto	1900 ml
Tolerance	+/- 1 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Ved brug i mikroovn, max 4 min.
Anvendelsestemperatur	0°C - +80°C

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	300 stk	76.5 cm	26 cm	55.5 cm	5703538518416
pk	50 stk				5703538518607
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.