



Varenummer 1000031193



Inventarspand, Vileda Equipe, 25x34x30cm, 17 l, grå, 70% genanvendt plast

✓ 70% genanvendt plast

Produktbeskrivelse

Plast spand 17L til Equipe rengøringsvogn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Grå
Features	70% genanvendt plast
Længde/dybde	25 cm
Bredde	34 cm
Højde	30 cm
Rumindhold, brutto	17 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				