

Varenummer 1000031238

Ileostomipose, Aurum Plus, Midi, sort,
13-35 mm, 1-dels, tømbar, opklipbar,
soft konveks



Produktbeskrivelse

Anvendes til stomibandagering

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ileostomipose
Varemærke	Aurum
Vareserie	Plus
Størrelse	Midi
Farve	Sort
Features	1-dels, tømbar, opklipbar, soft konveks
Hulstørrelse	13-35 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	23 cm	16 cm	7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.