



Varenummer 1000031243

Urinstix, Reactif, 10



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinanalyse for følgende: Urinstix reactif 10: bilirubin, Keton (Aceteddikesyre), Massefylde, Blod, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrit og Leukocytter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Reactif
Features	10
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	5.5 cm	5.5 cm	13 cm	4250387304949
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

