



Varenummer 1000031328

Otoskophoved, HEINE, G100, LED SLIT, VET

- ✓ LED
- ✓ robust metalhus
- ✓ drejelig linse



Produktbeskrivelse

Dette otoskophoved er nemt at anvende og med til at sikre en problemfri undersøgelse uden afbrydelser. Kompatibel med forskellige Heine spekula, hvilket giver alsidige anvendelsesmuligheder. Hovedet har et robust metalhus og en ridsefast drejelig linse, hvilket sikrer lang holdbarhed og ensartet høj kvalitet i patientundersøgelserne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskophoved
Varemærke	HEINE
Model	G100
Features	LED SLIT, VET
Certifikater	CE.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				4053755188604



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.