



Varenummer 1000031331

Otoskopisæt, HEINE, G100, LED, VET

- ✓ LED
- ✓ robust metalhus
- ✓ drejelig linse



Produktbeskrivelse

Heine otoskopisættet inkluderer et G100 BETA4 håndtag og en NT4 bordlader. Otoskopisættet er med til at sikre en problemfri og uafbrudt brug under undersøgelsen. Sættet er kompatibelt med forskellige Heine spekula, hvilket giver alsidige anvendelsesmuligheder. Hovedet har et robust metalhus og en ridsefast drejelig linse, hvilket sikrer lang holdbarhed og ensartet høj kvalitet i patientundersøgelserne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskopisæt
Varemærke	HEINE
Model	G100
Features	LED, VET
Certifikater	CE.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				4053755197286



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.