



Varenummer 1000031333

Otoskopisæt, HEINE, G100, LED, VET, inklusiv spekula

✓ LED



Produktbeskrivelse

Indeholder, G100, BETA4 håndtag og NT4 bordlader, spekula 57x4, 65x6 og 90x7mm. Problemfri og uafbrudt brug under undersøgelsen. Kompatibel med forskellige Heine spekula, hvilket giver alsidige anvendelsesmuligheder. Hovedet har et robust metalhus og en ridsefast drejelig linse, hvilket sikrer lang holdbarhed og ensartet høj kvalitet i patientundersøgelserne.

Specifikationer

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Produktbetegnelse | Otoskopisæt |
| Varemærke | HEINE |
| Model | G100 |
| Features | LED, VET, inklusiv spekula |
| Certifikater | CE. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| stk | 1 stk | 23.7 cm | 13.8 cm | 5.2 cm | 4053755189045 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

