



Varenummer 1000031334

Otoskopisæt, HEINE, G100, LED, VET, inklusiv spekula, bordlader

✓ LED



Produktbeskrivelse

Indenholder, G100, BETA4 håndtag og NT4 bordlader, spekula 57x4, 65x6 og 90x7mm. Problemfri og uafbrudt brug under undersøgelsen. Kompatibel med forskellige Heine spekula, hvilket giver alsidige anvendelsesmuligheder. Hovedet har et robust metalhus og en ridsefast drejelig linse, hvilket sikrer lang holdbarhed og ensartet høj kvalitet i patientundersøgelserne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskopisæt
Varemærke	HEINE
Model	G100
Features	LED, VET, inklusiv spekula, bordlader
Certifikater	CE.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				4053755189052



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.