



Varenummer 1000031338

Spekulum, HEINE, 65mm, Ø6mm, VET, flergangs**Produktbeskrivelse**

Robust spekulum i metal med krombelægning, der sikrer lang holdbarhed og en glat overflade, som er nem at rengøre, desinficere og sterilisere. Passer til HEINE otoskoper: G100 / G100 LED spaltelyshoved.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spekulum
Varemærke	HEINE
Features	VET
Engangs/flergangs	Flergangs
Længde/dybde	65 mm
Diameter	6 mm
Certifikater	CE.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	9.9 cm	5.9 cm	3.7 cm	4053755131426



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.