



Varenummer 1000031403

vileda
PROFESSIONAL**Låg, Vileda Equipe, 32x15x4cm, grå, 70%
genanvendt plast, til 8 ltr. Equipe spand**

✓ 70% genanvendt plast

SVERMOP

Produktbeskrivelse

Låg til Equipe spand.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Vileda
Vareserie	Equipe
Farve	Grå
Features	70% genanvendt plast, til 8 ltr. Equipe spand
Længde/dybde	32 cm
Bredde	15 cm
Højde	4 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	33 cm	15 cm	3.5 cm	