



Varenummer 1000031403

vileda
PROFESSIONAL**Låg, Vileda Equipe, 32x15x4cm, grå, 70%
genanvendt plast, til 8 ltr. Equipe spand**

✓ 70% genanvendt plast

SVERMOP

Produktbeskrivelse

Låg til Equipe spand.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Låg |
| Varemærke | Vileda |
| Vareserie | Equipe |
| Farve | Grå |
| Features | 70% genanvendt plast, til 8 ltr. Equipe spand |
| Længde/dybde | 32 cm |
| Bredde | 15 cm |
| Højde | 4 cm |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|-----|
| stk | 1 stk | 33 cm | 15 cm | 3.5 cm | |