

Varenummer 1000031502

Sutur, Chirlac, 45cm, violet, 5/0, DS-15 nål, resorberbar, steril**Produktbeskrivelse**

Chirlac flettet er et mellemlangt resorberbart, syntetisk multifilament suturmateriale med ekstremt høj trækstyrke, fremstillet af homopolymeren af hydroed-dikesyre (glykolsyre). Tråden har en homogen struktur og overflade, hvilket giver den lav friktion og holder fast uden at glide, når den knyttes. Chirlac flettet er belagt med et absorberbart stof, der reducerer kapillæreffekten, giver fremragende holdeegenskaber og mindsker tendensen til at skære ind i kødet, samtidig med at det sikrer, at knuderne er stabile. Chirlac flettet nedbrydes i kroppen ved en simpel hydrolytisk proces. De nedbrudte produkter metaboliseres fuldstændigt i kroppen. Absorptionen begynder som et tab af trækstyrke uden mærkbart massetab. Trækstyrke: 14 dage 65% – 75%, 21 dage 45% – 50%

STERILE**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Chirlac
Sekundær farve	Violet
Features	5/0, DS-15 nål, resorberbar, steril
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	142 cm	116 cm	65 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE