



Varenummer 1000031514

Dobbelt dispenserophæng, Ena Living, sort, stål, til 500 ml ENA Living flasker

- ✓ Stilfuld og funktionel ophæng til ENA Living flasker
- ✓ De bedste plejeprodukter lige ved hånden
- ✓ Elegant og industrielt look

Produktbeskrivelse

Vores dispenserophæng med plads til to 500 ml flasker er perfekt til at kombinere de lækre produkter fra Ena Living serien. Her får du en funktionel løsning, der både skaber mere bordplads og samtidig giver et elegant og industrielt look. Dispenserophænger er mat sort og lavet af rustfrit stål. Den er yderst nem at sætte op: Det kræver blot et par skruer (købes separat) til væggen, og herefter skrues du pumpen af flasken, og samler så flaske og pumpe omkring ophænget igen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dobbelt dispenserophæng
Varemærke	Ena Living
Farve	Sort
Features	til 500 ml ENA Living flasker
Materiale	Stål
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	31 cm	22 cm	19.5 cm	5703538519239
stk	1 stk				

