



Produktdatablad

CRP-måleapparat, QuikRead go Plus

Varenummer: 1000031518



Varedeklaration

Forpakning: 1 stk. Produktbetegnelse: Instrument. Varemærke: QuikRead. Vareserie: go Plus. Features: til CRP, Hb, HbA1c, strep-A og FOB point of care test. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse A. Direktiver, lovgivning og regler: IVDR (EU) 2017/746. Produktbeskrivelse: QuikRead go Plus-instrumentet er et praktisk, fuldautomatisk fotometer/turbidimeter til kvantitative og kvalitative analyser med QuikRead go reagenssæt. Instrumentet har en intuitiv touchscreen-grænseflade med guidende ikoner og animationer og leverer laboratoriekvalitetssvar på få minutter, hvilket øger diagnostisk sikkerhed og effektivitet. QuikRead go Plus-instrumentet er også transportabelt - med ergonomisk håndtag, lang batterilevetid og kompakt design fungerer det som et "laboratorium på farten". QuikRead go Plus har flere opkoblingsmuligheder via LAN eller Wi-Fi, hvilket sikrer nem integration. Instrumentet er vedligeholdelsesfrit og fabrikskalibreret, med selvtjek før hver måling. Reagenssættene er klar-til-brug og kræver minimal håndtering. Batteri medfølger ikke. OBS. I forbindelse med installation af QuikRead go Plus instrumentet, vil brugeren blive bedt om at lave et password. Dette password skal kun bruges senere ved ændring af indstillinger (Fx. Ved ændring af Hb-enhed) Men det er meget vigtigt, at man gemmer denne kode. Vi opfordrer til at klistre jeres password fast under instrumentet, så der er let adgang til dette. Brugsanvisning: I forbindelse med installation af QuikRead go Plus instrumentet, vil brugeren blive bedt om at lave et password. Dette password skal kun bruges senere ved ændring af indstillinger (Fx. Ved ændring af Hb-enhed) Men det er meget vigtigt, at man gemmer denne kode. Vi opfordrer til at klistre jeres password fast under instrumentet, så der er let adgang til dette. Tilhørende varer: 1000010947, 232726