




Varenummer 1000031639

Tape, 50x1,9cm, til tørsterilisation

Produktbeskrivelse

Sterilisationstape til forsegling af sterilisationsposer. Indikatorstrimlerne skifter farve. Rullens længde: 50 m. Rullens bredde: 19 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Features	til tørsterilisation
Længde/dybde	50 cm
Bredde	1.9 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	48 rl				
rl	1 rl				

