



Varenummer 1000031677

Urinalyseapparat, Urisys 1100



Produktbeskrivelse

Urisys® 1100 er et refleksionsfotometer, der er udviklet til at aflæse og vurdere urinteststrimlerne Combur10 Test® UX fra Roche Diagnostics. Strimlerne måles under standardiserede betingelser og resultaterne gemmes i hukommelsen. Resultaterne kan udskrives via den indbyggede printer eller sættes op til automatisk overførsel af resultater ind i patientjournal.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinalyseapparat
Varemærke	Urisys 1100
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	30 cm	34 cm	15 cm	7613336201305



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.