

Varenummer 1000031682

## CRP test, Cobas, Gen 2.



## Produktbeskrivelse

"cobas CRP Test Gen. 2-analysen er en in vitro-diagnostisk test, der er konstrueret med henblik på kvantitativ bestemmelse af C-reaktivt protein (CRP) i humant kapillært fuldblod og serum, K2/K3-EDTA- og lithiumheparin-antikoaguleret venøst fuldblod og plasma ved hjælp af fotometrisk transmissionsmåling. Måling af CRP anvendes til evaluering af inflammatoriske lidelser og associerede sygdomme, infektioner og vævsskader."

## Specifikationer

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Produktbetegnelse                | CRP test           |
| Varemærke                        | Cobas              |
| Features                         | Gen 2.             |
| Certifikater                     | CE.                |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse B           |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVDR (EU) 2017/746 |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| pk    | 20 stk     | 31.5 cm | 11 cm  | 11.5 cm | 7613336218051 |
| stk   | 1 stk      |         |        |         |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.