


Varenummer 1000031683

HbA1C test, Cobas, Gen 2.



Produktbeskrivelse

cobas HbA1c Test Gen. 2-analysen er en in vitro-diagnostisk test konstrueret med henblik på kvantitativ bestemmelse af % hæmoglobin A1c (DCCT/NGSP) og mmol/mol hæmoglobin A1c (IFCC) i humant kapillært og K2/K3-EDTA--antikoaguleret venøst fuldblod ved hjælp af fotometrisk transmissionsmåling. En estimeret gennemsnitlig glukosekoncentration (eAG) beregnes. HbA1c-bestemmelser er nyttige ved monitorering af langtidskontrol af glukose i blod hos personer med diabetes mellitus. Desuden anvendes denne test som en hjælp ved diagnosticering af diabetes og som en hjælp til identifikation af patienter med prædiabetes, som kan risikere at udvikle diabetes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1C test
Varemærke	Cobas
Features	Gen 2.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	31.5 cm	11 cm	11 cm	7613336218006
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.