



Varenummer 1000031685

Instrument, Cobas, click



Produktbeskrivelse

Enkel, præcis og fleksibel patientnær diagnostik cobas® click er Roche's nyeste løsning til måling af HbA1c, lipider og CRP, udviklet til at gøre testoplevelsen nemmere i hverdagen. Med klar-til-brug kassetter, direkte prøvepåføring og intuitiv betjening får du hurtige og pålidelige resultater med minimal indsats. Alle testkassetter kan opbevares ved stuetemperatur. Systemet har en anti-reflekterende skærm og en indbygget strekkodescanner. Vælger man at opkoble cobas® click, f.eks. via Wi-Fi, overføres testresultaterne trådløst efter endt måling.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument
Varemærke	Cobas
Features	Click
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.