



Varenummer 1000031691

vileda
PROFESSIONAL

Moppe, Vileda Microcontrol, 50cm, blå, KAT5, engangs

- ✓ Steril vare
- ✓ CE-mærket



Produktbeskrivelse

Designet med flere lag og forseglede sømme for optimal absorbering og lav frigivelse af partikler. Patenteret design. 100% mikrofiber moppe som sikrer høj præstation og fjerner effektivt partikler helt ned på mikroskopisk niveau.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppe
Varemærke	Vileda
Vareserie	Microcontrol
Farve	Blå
Features	KAT5
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	50 cm
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Tekstil
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 stk				
stk	1 stk				4023103169777



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.