

Varenummer 1000031706



## Engangsmoppe, Vileda MicroIntensive G Duo, hvid, mikrofiber, 50 cm, Steril, KAT5, engangs

- ✓ Steril vare
- ✓ CE-mærket



### Produktbeskrivelse

Single-use dobbeltsidet mikrofiber moppe. Efterlader meget få partikler på overflader. Lav friktion for optimal ergonomisk rengøring, og efterlader en hygiejnisk rent resultat. Moppen er gammabestrålet og derved Steril.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangsmoppe
Varemærke	Vileda
Vareserie	MicroIntensive G Duo
Farve	Hvid
Features	50 cm, Steril, KAT5
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Mikrofiber
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Restaffald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk				4023103224575
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

