

Varenummer 1000031710

vileda  
PROFESSIONAL

## Si, Vileda, CE, rustfrit stål, holder, KAT5

- ✓ Steril vare
- ✓ CE-mærket



## Produktbeskrivelse

Boks i rustfrit stål. Kan autoclaveres.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Si
Varemærke	Vileda
Model	CE
Features	Holder, KAT5
Materiale	Rustfrit stål
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				4023103236042
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.