



Varenummer 1000031713

vileda
PROFESSIONAL

Rengøringsklud, Vileda EvoControl 200, 30,5x30,5cm, hvid, mikrofiber, KAT6,7,8,9, engangs



Produktbeskrivelse

Fjern kontamineringer med et enkelt strøg. EvoControl har den perfekte balance imellem absorbering og frigivelse af væsker og er ideel til at et tyndt lag af væske på overflader i renrum. EvoControl er et mikrofiberprodukt, som efterlader bemærkelsesværdige få partikler på overfladerne, og efterlader et hygiejnisk rent resultat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Varemærke	Vileda
Vareserie	EvoControl 200
Farve	Hvid
Features	KAT6,7,8,9
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Mikrofiber
Længde/dybde	30.5 cm
Bredde	30.5 cm
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Tekstil
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 pk				4023103174481
pk	1 pk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.