



Varenummer 1000032035

NOVADAN®

Maskinopvask, Novadan Bistro 141, 10 l, uden klor, farve og parfume

Produktbeskrivelse

Bistro 141 er velegnet i industrielle opvaskemaskiner med automatisk doseringsanlæg, og virker effektivt i blødt og mellemhårdt vand. Bistro 141 er et stærkt alkalisk produkt uden klor, der er effektiv til fjernelse af besmudsning på glas, porcelæn og plast. Bistro 141 rengør effektivt porcelæn og bestik for kaffe & te rester samt proteiner.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Maskinopvask
Varemærke	Novadan
Vareserie	Bistro 141
Features	Uden klor, farve og parfume
pH-værdi (konc.)	11.5
Vægt, netto	12.5 kg
Rumindhold, netto	10 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	Min 0,8 gram pr L vand
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	36 måneder

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29.4 cm	25.8 cm	38.5 cm	5703524127417
stk	1 stk				

 Produktet er ætsende.	 Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.	 Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.
 Produktet indeholder ikke klor.	 Produktet indeholder ikke farve.	 Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet bruges til
opvaskemaskiner.