



Varenummer 1000032037

Diversey

Robotgulvvasker, Diversey TASKI, Phantas, Lithium-Ion, 10/11 L, 33 cm

Produktbeskrivelse

TASKI Phantas er en kompakt, fuldautomatisk gulvvasker- og støvsugerrobot, udviklet specielt til mindre og mellemstore arealer. Den fungerer selvstændigt, med avanceret navigation og sensorer, og tilbyder flere rengøringsfunktioner i ét og samme produkt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Robotgulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Phantas
Pose kapacitet	11
Vaske/fejebredde	33
Rent/snavsevandtank, kapacitet	10/11 L
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	68 cm	60 cm	98 cm	
stk	1 stk				